



[Fiche technique]

Lit pliant d'urgence Speed Camp

Réf. 343004

- Le temps de montage du lit Speed Camp est extrêmement rapide : une fois déhousé, il s'installe en 2 secondes seulement.
- Utilisation : le lit Speed Camp est idéal pour être installé en poste de secours. Il permet aux victimes ou aux secouristes de se reposer.
 - Lit pliant d'urgence en version mobile et temporaire lors de manifestations par exemple,
 - ou bien lit pliant d'infirmier en version plus durable si l'espace disponible dans les locaux permet de l'installer de manière plus définitive.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) Déplié 191 x 71 x 45 cm. Plié en housse 16 x 22 x 106 cm
Caractéristiques produit	Dimensions (Lxlxh) Déplié 191 x 71 x 45 cm. Plié en housse 16 x 22 x 106 cm
Couleur	Bleu
Stérile	Non stérile
Conforme 10g	Non
Matière	Structure acier 16 mm revêtue d'époxy et toile polyester 600 deniers
Unité de vente	A l'unité
Poids	7,8 kg
Charge maximale admissible	113 kg
Livré avec	Une housse de transport en toile polyester 600 deniers
Garantie	1
Entretien	Toile lavable à l'eau. Ne pas utiliser de détergent. Laisser sécher à l'air libre.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	9403202000
Référence fabricant (MPN)	FOLDING BED