



[Fiche technique]

Mallette de transport pour défibrillateur C1A et C2 - Mindray

Réf. 290332

Sur-mesure pour modèles Mindray C1A et C2

Dimensions 38 x 28 x 18cm

Vitre plastifiée transparente permettant la visibilité du voyant opérationnel et de la DLU de la paire d'électrodes.

La mallette de transport pour [défibrillateur](#) C1A et C2 de Mindray est une solution sur mesure pour transporter en toute sécurité les défibrillateurs de ces modèles.

- **Compatibilité** : Cette mallette est spécifiquement conçue pour les modèles de défibrillateurs Mindray C1A et C2, assurant un ajustement parfait et une protection optimale.
- **Dimensions** : Avec des dimensions de 38 x 28 x 18 cm, la mallette offre un espace adéquat pour ranger et transporter le défibrillateur ainsi que ses accessoires.
- **Protection et visibilité** : La mallette est équipée d'une vitre plastifiée transparente centrée sur la face de l'étui, permettant une visibilité du voyant opérationnel et de la date limite d'utilisation (DLU) des électrodes. Cela permet de vérifier rapidement l'état du défibrillateur sans avoir à ouvrir la mallette.
- **Conception robuste** : Fabriquée avec un étui semi-rigide, la mallette protège le défibrillateur contre les chocs, les poussières et les éléments environnementaux, assurant sa durabilité et sa fiabilité dans toutes les conditions.
- **Facilité de transport** : La mallette peut être transportée comme un sac à dos grâce à une sangle pour porter le sac en bandoulière, offrant ainsi une mobilité maximale lors des interventions d'urgence. Elle est également dotée d'une poignée souple recouverte de PVC sur la partie supérieure pour un transport à la main facile et confortable.
- **Accessoires inclus** : La mallette est fournie avec une trousse pour kit de premiers secours, offrant ainsi une solution complète pour les interventions d'urgence.

Caractéristiques techniques

Marque	Mindray
Dimensions	38 x 28 x 18 cm
Couleur	Rouge
Conforme 10g	Non
Matière	vitre plastifiée - poignée PVC
Unité de vente	A l'unité
Poids	1,185 kg
Entretien	Avec un chiffon sec ou humide et/ou une brosse douce.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	4202990090
Référence fabricant (MPN)	048-008497-00