



[Fiche technique]

## Marteau réflexe - Modèle Babinsky

Réf. 291040

**Fonction: sémiologie des 7 réflexes ostéo-tendineux: bicipital, tricipital, rotulien, achilléen, plantaire, stylo-radial, cubito-pronateur**

**Longueur 25cm**

Marteau reflexe dit "Babinsky" pour tester les réflexes des patients.

Marteau Babinski avec 2 positions.

Marteau reflexe Babinski dotée d'une manche avec une pointe sur la vis.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	Longueur : 25 cm
<b>Couleur</b>	Noir, Blanc, Gris
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Acier Caoutchouc
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Instructions d'utilisation</b>	La percussion doit être brève et franche et réalisée sur un muscle relâché. La réaction du patient doit consister en une contraction involontaire unique.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	