



[Fiche technique]

Harnais pédiatrique - Pedi-Mate Ferno 678

Réf. 508016

EN1789**Convient aux enfants de 4,5 à 18 kg.**

Harnais de maintien pédiatrique 5 points – Ferno

Le harnais de maintien pédiatrique Ferno est conçu pour sécuriser efficacement un enfant lors de son transport sur un brancard. Équipé de trois sangles de fixation, il permet une fixation stable et fiable à la structure de transport.

Son système d'ajustement à 5 points s'adapte à toutes les morphologies d'enfants et assure un maintien optimal. Ce dispositif est particulièrement adapté aux enfants pesant entre 4,5 et 18 kg.

Compact et facile à ranger, il offre un gain de place appréciable une fois enroulé.

Points forts

- Fixation sécurisée à 3 sangles sur le brancard
- Ajustement 5 points pour un maintien anatomique
- Stockage compact une fois replié
- Matériaux robustes, durables et faciles à nettoyer
- Convient aux transports médicaux pédiatriques

Domaines d'utilisation du Ferno Pedi Mate 678

Ce harnais est recommandé pour les services de secours, ambulances, structures hospitalières, et toute situation nécessitant le transport sécurisé d'un enfant sur un brancard.

Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Dimensions	(Lxl) 80 x 48 cm
Couleur	Noir, Blanc, Rouge
Stérile	Non stérile
Conforme 10g	Non
Matière	A base de vinyle non toxique
Unité de vente	A l'unité
Poids	1,1 kg
Tailles disponibles	Taille Pédiatrique
Charge maximale admissible	Convient aux enfants de 4,5 à 18 kg.
Garantie	3
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 1
Classification	Dispositif medical de classe 1
Partie du corps	
Code SH	3926909790
Référence fabricant (MPN)	0313778

Photos



Harnais pédiatrique ferno pour ambulance en1789



Harnais pédiatrique ferno