



[Fiche technique]

Faux sang normal Maqpro - 500

Réf. 333308

FORMATION PSC

Faux sang adapté pour le maquillage de secourisme et la réalisation de simulation de blessures.

Contenance 500

- Faux sang adapté pour le maquillage de secourisme et la réalisation de simulation de blessures.
- Le sang artificiel normal convient pour réaliser un maquillage servant à reproduire :
 - une blessure suite à un impact de balle (facile à appliquer, s'imbibera facilement notamment sur un tissu fin)
 - une blessure récente (pour simuler un écoulement sanguin standard)
- Couleur du sang très réaliste
- Prêt à l'emploi, pas de dilution (au risque de perdre de ses propriétés).
- Très pratique à utiliser et à nettoyer : s'enlève facilement à l'eau froide aussi bien sur les textiles que sur la peau.
- Haute tolérance cutanée.
- Formulation dite "alimentaire" : sans danger pour la santé et peut être appliqué dans la bouche.
- Découvrez notre gamme complète de [maquillage secourisme](#).

Informations complémentaires

Démaquillage sur la peau à l'eau froide

En cas de simulation de tâche de sang sur les vêtements, nettoyer à l'eau froide sans détergent.

Caractéristiques techniques

Marque	Maqpro
Caractéristiques produit	Le sang artificiel est catégorisé "Alimentaire", il peut sans danger se mettre au contact de la peau, voire même dans la bouche. Il doit pas être dilué sous risque de perdre ses propriétés. Et il ne doit pas être mis au contact des yeux.
Couleur	Rouge Sang
Volume	Bouteille de 500 ml
Conforme 10g	Non
Matière	Eau, polyvinylpyrrolidone, phénoxyéthanol, sulfate de sodium, chlorphénésine, glycérine.
Unité de vente	A l'unité
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	2003/N

Photos



Faux sang liquide Maqpro 500ml
pour formation psc