



[Fiche technique]

Faux sang gélifié Maqpro

Réf. 333301

Faux sang gélifié pour maquillage 35mL

- Faux sang gélifié pour maquillage : permet de réaliser des formations de secourisme réalistes, pour la simulation de différents types de blessures et de coupures.
- Sang en gel idéal pour simuler une blessure avec la chair à vif : permet de jouer sur la texture de la plaie (blessure en transparence ou chair en épaisseur).
- Ne pas diluer le sang artificiel : risque de perte de ses propriétés.
- Pratique à utiliser : produit alimentaire qui ne colle pas et ne tache pas.
- Facile à poser : ne s'effile pas comme le sang coagulé.
- Découvrez notre gamme complète de [kit maquillage secourisme](#).

Informations complémentaires

Il se nettoie à l'eau tiède.

Caractéristiques techniques

Marque	Maqpro
Caractéristiques produit	Produit alimentaire. Sans parabène. Déposer le sang gélifié dans une petite cavité réalisé avec le Plasto-Nat (préalablement coloré aux fards crème) et imbiber le tout de sang artificiel.
Couleur	Blanc
Volume	Tube de 35 ml
Conforme 10g	Non
Matière	Eau, Carbomère, Phénoxyéthanol, Sulfate de sodium, Chlorphénésine
Unité de vente	A l'unité
Normes et Certification	European Cosmetics Directive 1223/2009 CE
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	2130

Photos



Faux sang gélifié Maqpro