



[Fiche technique]

## **Adhésifs patient pour CPR Meter - Lot de 30**

Réf. 400501

CPR Meter est un outil d'aide à la RCP permettant aux intervenants d'avoir un retour en temps réel sur la qualité du massage cardiaque.

Avant l'intervention, il faut appliquer un adhésif sur le torse nu de la victime, puis poser le CPR Meter sur l'adhésif.

Adapté aux patients à partir de 8 ans et/ou + 25 kg

Peut-être appliqué en même temps qu'une intervention de défibrillation : (ne craint pas les chocs d'un défibrillateur)

Convient pour une utilisation par des secouristes ayant reçu une formation.

Par lot de 30 adhésifs à usage unique.

## **Informations complémentaires**

Précaution d'emploi : Ne pas exposer trop longtemps sous le soleil.

## **Caractéristiques techniques**