

**EN 1865**

[Fiche technique]

Chaise portoir d'ambulance Saver S-242

Réf. 503010

Certifiée conforme EN 1865, idéale pour les ambulances. Chaise portoir robuste et très facile à manipuler grâce à ses poignées avant et arrière ainsi que ses 4 roues à roulement à billes.

- Reconnue et considérée comme référence dans le monde de l'urgence, cette chaise portoir Ferno est à la fois économique et de grande performance permettant un déplacement aisé à toute épreuve même sur des sols irréguliers.
- Extrêmement maniable :
 - Chaise portoir ambulance et d'escalier très facile à manipuler avec ses poignées avant et arrière, et ses 4 roues à roulement à billes avec revêtement en gomme de qualité supérieure.
 - 2 roues fixes à l'arrière.
 - 2 roues pivotantes freinées à l'avant.
 - 2 poignées avant télescopiques, 4 poignées arrière repliables.
- Confort optimal du patient :
 - 1 repose-pieds.
 - Sécurité anti-pliage pendant l'utilisation.
- Facile et pratique d'utilisation :
 - La toile de cette chaise ambulance est remplaçable et facilement lavable.
 - Pliage et dépliage faciles en seulement 2 secondes avec un seul mouvement à une main.

Informations complémentaires

Toile démontable par fermeture éclair.


Caractéristiques techniques

Marque	Ferno
Dimensions	(hxlxp) Dépliée 92 x 53 x 74 cm avec poignées rabattues. Pliée 92 x 53 x 17 cm. Assise (lxp) 43 x 42 cm. Hauteur assise 48 cm. Dossier (Lxl) 46 x 43 cm. ø roues arrière 120 mm / avant 80 mm.
Poids	9,4 kg
Instructions d'utilisation	Nettoyage à l'eau chaude à 40 °C avec du savon. Rincer et sécher à l'aide d'un chiffon.
Classification	Dispositif médical de classe 1
Autres options disponibles	Pour le portage avec bretelles, il est nécessaire de prendre les références suivantes : Réf. 503012 - Chaise S242 avec anneaux de portage Réf. 1844 - Bretelles de portage

Photos



chaise portoir ambulance ferno en 1865 avec charge maximum 250kg



NETTOYAGE

