



[Fiche technique]

Coussin de calage pour PLS Position Latérale de Sécurité en 2 parties

Réf. 9099



Permet de garder la colonne vertébrale de la victime le plus droit possible.

Complètement décontaminable avec son revêtement au traitement antibactérien.

Les 2 coussins assemblés permettent de s'adapter à toutes les morphologies.

- Le coussin de calage est idéal pour bien positionner la tête et la colonne vertébrale d'une victime en Position Latérale de Sécurité.
- Il permet un alignement le plus droit possible de la tête et du corps de la personne allongée en PLS.
- Ce coussin de PLS peut être utilisé :
 - Pour plus de sécurité sur une victime d'un traumatisme du rachis cervical (manipulation de la personne par deux secouristes) P
 - Pour plus de confort sur une personne non victime de traumatisme
- La conception très pratique avec ses 2 coussins assemblés est prévue pour s'adapter à toutes les morphologies adulte et enfant.
- Le coussin se plie et se déplie pour proposer 3 hauteurs (4 cm / 7 cm / 11cm).
- Découvrez également les [colliers cervicaux](#), [brancards et civières](#) ainsi que les [plans durs](#) pour mettre en sécurité et évacuer la victime.

En quête d'une [atelle bras](#) ? Consultez sa fiche produit sur smsp.fr.

Informations complémentaires

Dispositif repliable pour un encombrement de stockage minimum.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(LxIxh) Déplié 1 partie 20 x 20 x 4 cm et 1 partie 20 x 20 x 7 cm. Plié 20 x 20 x 11 cm
Caractéristiques produit	Dimensions déplié (LxIxh) : 1 partie 20 x 20 x 4 cm et 1 partie 20 x 20 x 7 cm Dimensions plié (LxIxh) : 20 x 20 x 11 cm
Couleur	Bleu
Conforme 10g	Non
Matière	Enveloppe polyester enduite polyuréthane Garnissage mousse
Unité de vente	A l'unité
Poids	260 g
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	6302329090
Référence fabricant (MPN)	C012

Photos



coussin pour PLS