



[Fiche technique]

## **Couverture bactériostatique 90° soudée haute visibilité 110 x 190 cm**

Réf. 9070

**SOUDÉE**

### **Dimensions de la couverture bactériostatique 110x190cm**

Couverture bactériostatique soudée sans couture pour une meilleure étanchéité.

Couverture bactériostatique 2 faces en polyester enduit polyuréthane.

Face intérieure bleue traitée aux ions d'argent.

Face extérieure orange haute visibilité pour un bon repérage des victimes sur le terrain d'intervention.

Découvrez notre gamme complète de [couverture thermique d'urgence](#).

### **Informations complémentaires**

Imperméabilité aux liquides : ISO 8111981.

Gencode EAN13 unique pour une meilleure traçabilité du produit.

Vignette DMT cousue.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Dumont Sécurité
<b>Dimensions</b>	110 x 190 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Vignette DMT soudée avec code barre unique pour un meilleure traçabilité.
<b>Couleur</b>	Orange Fluo, Bleu Roi
<b>Utilisation</b>	Réutilisable
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Polyester enduit polyuréthane traité aux ions d'argent Garnissage fibre polyester
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	840 g
<b>Classement au feu</b>	Anti feu m 1
<b>Grammage</b>	400
<b>Normes et Certification</b>	Imperméabilité aux liquides : ISO 8111981.
<b>Entretien</b>	Lavage à 90°C ou par épongeage avec un désinfectant hospitalier pour surface haute. Séchage à 60°C à régime lent. Ne pas repasser, ni chlorer, et ne pas stériliser en autoclave.
<b>Classification</b>	Dispositif medical de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	6302329090
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	COUV52
<b>Etanche</b>	Non
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 909090 - Sac de rangement 83,5 x 42 cm pour mannequin Basic Buddy

# Photos




## SOUDEE

couverture bactériostatique 90° soudée



## DIMENSIONS

couverture bactériostatique 90° soudée



couverture bactériostatique 90° soudée

## ENTRETIEN

- Lavage à 90°C
- Pas de produits chlorés
- Séchage tambour 60°C
- Pas de repassage
- Ne pas stériliser en autoclave



couverture bactériostatique 90° soudée




## SOUDEE

Couverture bactériostatique 90° soudée haute visibilité



## DIMENSIONS

Couverture bactériostatique 90° soudée haute visibilité dimensions



Couverture bactériostatique 90° soudée haute visibilité

## ENTRETIEN

- Lavage à 90°C
- Pas de produits chlorés
- Séchage tambour 60°C
- Pas de repassage
- Ne pas stériliser en autoclave

Couverture bactériostatique 90° soudée haute visibilité

COUVERTURE COUSUE	VS	COUVERTURE SOUDEE
FLEXIBLE ET CONFORTABLE		ÉTANCHÉITÉ
MOINS CHÈRE		HYGIÈNE : FACILE À NETTOYER
FACILE À RECOUDRE EN CAS DE DOMMAGE		RÉSISTANCE À L'USURE ET AUX CONDITIONS EXTRÊMES
PEUT ÊTRE UTILISÉE DANS DIVERS ENVIRONNEMENTS		MEILLEURE BARRIÈRE CONTRE LES BACTÉRIES

Couverture bactériostatique soudée vs cousue