



[Fiche technique]

Défibrillateur AED 3 Zoll - 2 version : automatique ou semi automatique

Réf. 290211 - 290210

Disponible en version automatique ou semi automatique.**Equipé d'une assistance améliorée pour guider le secouriste durant la RCP (indications sonores, illustrations).**

Le [défibrillateur](#) AED 3 Zoll représente bien plus qu'un simple dispositif médical ; c'est un maillon essentiel dans la prévention des risques cardiaques, offrant des chances de survie significatives lors d'urgences vitales. Ce remarquable équipement est conçu pour guider toute personne, même non experte, à travers les étapes cruciales d'un massage cardiaque et de l'administration précise d'un choc électrique en cas d'arrêt cardiaque. La disponibilité de ces outils peuvent sauver des vies, renforçant ainsi la sécurité et la tranquillité d'esprit dans divers environnements, qu'ils soient professionnels, communautaires ou domestiques. On pense notamment aux erp de catégorie 1, 2, 3, 4, où il y a un caractère obligatoire de s'équiper.

- [Défibrillateur automatique](#) et semi automatique performant avec des niveaux d'énergie variables de 120 j à 200 j pour les adultes et de 50 j à 85 j pour les enfants.
- **Défibrillateur semi-automatique (dsa pompier)** : lorsque le choc est recommandé, le bouton se met à clignoter.
- **Défibrillateur automatisé externe** (DAE) : le choc électrique est délivré automatiquement, vous n'avez donc pas besoin d'activer le bouton choc.
- Branchement usb à l'arrière du défibrillateur :



USB

Permet de transmettre l'histoire l'intervention sur la victime ambulanciers à leur arrivée

- Très simple et rassurant à utiliser :
 - Le défibrillateur DAE et DSA ZOLL AED 3 guide l'utilisateur pendant toute la durée de l'intervention avec des commandes vocales et écrites sur son écran couleur.
 - Electrode dotée du dispositif CPR Help : permet de transmettre au sauveteur en temps réel des informations précises sur la qualité de la RCP réalisée pour une meilleure efficacité.
 - Sélection du mode de réanimation pédiatrique par simple pression sur un bouton.
- Spécificités de ce DAE défibrillateur très performant :
 - Onde biphasique rectiligne pour une transmission optimale de la décharge électrique.
 - Temps de charge optimisé : inférieur à 10 secondes avec une batterie neuve.
 - Connexion WIFI intégrée pour connecter le DEA à votre réseau sans fil.
 - Autotests automatiques de fréquence configurable : L'appareil test et veille à l'état de fonctionnement de la batterie, des connexions et état de fonctionnement des électrodes, du matériel et logiciel du microprocesseur et des différents circuits (ECG, charge et décharge, RCP et capteur des électrodes, audio).
 - Système de surveillance DAE Plus TRAC (en option, veuillez nous contacter).
 - Large écran LCD HD de 5,39 x 9,5 cm.
 - Pose verticale possible de l'AED défibrillateur permettant une visibilité optimale des résultats.
 - Longue durée de vie des consommables : 5 ans.

Prix défibrillateur Zoll AED 3

La prise de décision d'acheter se fait bien souvent sur le prix. C'est la raison pour laquelle il est important pour notre boutique SMSP de proposer des tarifs attractifs pour nos clients. Pour les défibrillateurs, le coût d'entretien est également une notion importante.

Les caractéristiques des garanties de l'éco-système Zoll AED 3 :

- Que ce soit en version automatique (DEA) ou en version semi-automatique (DSA), l'appareil est garanti 6 ans.
- La batterie 5 ans
- Les électrodes se renouvellent tous les 2 ans et valent dans les 235 euros HT pièce.

Coût du défibrillateur Zoll et comparaison avec les autres modèles de défibrillateurs proposés sur notre boutique SMSP :

Calculer son coût d'acquisition et d'entretien sur une période de 10 ans

1 Acquisition + 5 renouvellement d'électrodes

$1899 + (5 \times 235) = 1899 + 1175 = 3074$ euros

Vous avez pas dit : pas cher ?

Nous vous laissons juger si nous sommes pas cher ou pas sur ce produit : le défibrillateur AED 3 Zoll. Sachez que nous nous efforçons d'effectuer une veille régulière pour rester dans le ou les meilleurs prix du marché. Globalement, ce défibrillateur, de par son positionnement premium, s'adresse à des secouristes qui vont utiliser plusieurs fois l'appareil et tenter de sauver des vies. A l'inverse, si vous achetez un défibrillateur simplement pour respecter l'obligation légale, d'autres modèles peuvent présenter un coût plus avantageux.

- Découvrez notre gamme complète de [défibrillateur automatique prix](#).

Le [défibrillateur](#) AED 3 Zoll représente bien plus qu'un simple dispositif médical ; c'est un maillon essentiel dans la prévention des risques cardiaques, offrant des chances de survie significatives lors d'urgences vitales. Ce remarquable équipement est conçu pour guider toute personne, même non experte, à travers les étapes cruciales d'un massage cardiaque et de l'administration précise d'un choc électrique en cas d'arrêt cardiaque. La disponibilité de ces outils peuvent sauver des vies, renforçant ainsi la sécurité et la tranquillité d'esprit dans divers environnements, qu'ils soient professionnels, communautaires ou domestiques. On pense notamment aux ERP de catégorie 1, 2, 3, 4, où il y a un caractère obligatoire de s'équiper.

- [Défibrillateur automatique](#) et semi automatique performant avec des niveaux d'énergie variables de 120 j à 200 j pour les adultes et de 50 j à 85 j pour les enfants.
- Défibrillateur semi-automatique ([dsa pompier](#)) : lorsque le choc est recommandé, le bouton se met à clignoter.
- Défibrillateur automatisé externe (DAE) : le choc électrique est délivré automatiquement, vous n'avez donc pas besoin d'activer le bouton choc.
- Branchement usb à l'arrière du défibrillateur :



USB

Permet de transmettre l'histoire de l'intervention sur la victime

ambulanciers à leur ar

- Très simple et rassurant à utiliser :
 - Le défibrillateur DAE et DSA ZOLL AED 3 guide l'utilisateur pendant toute la durée de l'intervention avec des commandes vocales et écrites sur son écran couleur.
 - Electrode dotée du dispositif CPR Help : permet de transmettre au sauveteur en temps réel des informations précises sur la qualité de la RCP réalisée pour une meilleure efficacité.
 - Sélection du mode de réanimation pédiatrique par simple pression sur un bouton.
- Spécificités de ce DAE défibrillateur très performant :
 - Onde biphasique rectiligne pour une transmission optimale de la décharge électrique.
 - Temps de charge optimisé : inférieur à 10 secondes avec une batterie neuve.
 - Connexion WIFI intégrée pour connecter le DEA à votre réseau sans fil.
 - Autotests automatiques de fréquence configurable : L'appareil test et veille à l'état de fonctionnement de la batterie, des connexions et état de fonctionnement des électrodes, du matériel et logiciel du microprocesseur et des différents circuits (ECG, charge et décharge, RCP et capteur des électrodes, audio).
 - Système de surveillance DAE Plus TRAC (en option, veuillez nous contacter).
 - Large écran LCD HD de 5,39 x 9,5 cm.
 - Pose verticale possible de l'AED défibrillateur permettant une visibilité optimale des résultats.
 - Longue durée de vie des consommables : 5 ans.

Prix défibrillateur Zoll AED 3

La prise de décision d'acheter se fait bien souvent sur le prix. C'est la raison pour laquelle il est important pour notre boutique SMSP de proposer des tarifs attractifs pour nos clients. Pour les défibrillateurs, le coût d'entretien est également une notion importante.

Les caractéristiques des garanties de l'éco-système Zoll AED 3 :

- Que ce soit en version automatique (DEA) ou en version semi-automatique (DSA), l'appareil est garanti 6 ans.
- La batterie 5 ans
- Les électrodes se renouvellent tous les 2 ans et valent dans les 235 euros HT pièce.

Coût du défibrillateur Zoll et comparaison avec les autres modèles de défibrillateurs proposés sur notre boutique SMSP :

Calculer son coût d'acquisition et d'entretien sur une période de 10 ans

1 Acquisition + 5 renouvellement d'électrodes

$1899 + (5 \times 235) = 1899 + 1175 = 3074$ euros

Vous avez pas dit : pas cher ?

Nous vous laissons juger si nous sommes pas cher ou pas sur ce produit : le défibrillateur AED 3 Zoll. Sachez que nous nous efforçons d'effectuer une veille régulière pour rester dans le ou les meilleurs prix du marché. Globalement, ce défibrillateur, de par son positionnement premium, s'adresse à des secouristes qui vont utiliser plusieurs fois l'appareil et tenter de sauver des vies. A l'inverse, si vous achetez un défibrillateur simplement pour respecter l'obligation légale, d'autres modèles peuvent présenter un coût plus avantageux.

- Découvrez notre gamme complète de [défibrillateur automatique prix](#).

Si vous hésitez entre le modèle automatique ou semi-automatique, nous avons rédigé un article de blog dédié à cette thématique: [Défibrillateur Automatique vs Semi-Automatique : Lequel Choisir ?](#)

Informations complémentaires

Vérifications : capacité, état et péremption de la batterie, connexion et péremption des électrodes, ECG et circuits de charge et de décharge, matériel et logiciel du microprocesseur, circuits de RCP et capteur des électrodes, circuits audio.

Fréquence du métronome de RCP : 105 compressions par minutes (+/- 2).

Mesure de profondeur : 1,9 à 10,2cm.

Electrodes CPR Uni-padz universelles, permettant d'accéder à la réanimation pédiatrique via un bouton unique sur le défibrillateur.

WiFi : 802.11 a/b/g/n.

Port : USB 2.0.

Récupération des données :

Contrôle par écran tactile, transfert vers une clef USB ou vers le logiciel Zoll Case Review via WiFi.

Enregistrement des données : configurable par l'utilisateur pour 1 ou 2 événements cliniques pour un total de 120 minutes (comprend l'ECG, les mesures d'impédance, les messages de l'appareil et les données de RCP).

Environnement :

Température de fonctionnement : 0 à 50°C.

Température de stockage : -30 à +70°C.

Humidité relative : 10 à 95% (sans condensation).

Test de chute : 1 mètre.

Batterie :

Batterie jetable, scellée au lithium-dioxyde de manganèse

Durée de vie de la batterie : 5 ans avec test automatique hebdomadaire, 3 ans avec test automatique quotidien, 3 ans avec test automatique hebdomadaire (avec rapport de test par WiFi. Attention l'autonomie peut être inférieure en cas de signal WiFi faible).

Poids : 317,5g.

Dimensions (hxlxp) : 2,77 x 13,3 x 8,8 cm.

Tension nominale : 12V.


Caractéristiques techniques

Marque	ZOLL Medical France
Dimensions	(hxlxp) 12,7 x 23,6 x 24,7cm
Couleur	Vert
Alimentation	Batterie jetable, scellée au lithium-dioxyde de manganèse 12V - Durée de vie 5 ans avec auto-tests hebdomadaires
Conforme 10g	Non
Poids	2,5 kg
Livré avec	1 électrode CPR Uni-Padz, 1 batterie, 1 guide de référence de réanimation et les guides d'utilisation
Garantie	6 ans
Normes et Certification	Conforme aux recommandations ERC 2015 et AHA
Indice de protection	IP 55
Classification	Dispositif médical de Classe 2b
Partie du corps	
Étanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 222222 - Kit d'intervention pour DAE défibrillateur Réf. 290213 - Batterie défibrillateur AED 3 Zoll Réf. 290214 - Sacoche pour défibrillateur AED 3 ZOLL Réf. 290216 - Électrodes CPR UNI PADZ AED 3

Références

Réf. 290211	Défibrillateur automatique AED 3 ZOLL
Réf. 290210	Défibrillateur semi-automatique AED 3 ZOLL

Photos




Défibrillateur AED 3 Zoll



Défibrillateur AED 3 Zoll

Défibrillateur AED 3 Zoll



Défibrillateur AED 3 Zoll

Défibrillateur AED 3 Zoll

Défibrillateur AED 3 Zoll

Défibrillateur AED 3 Zoll