



[Fiche technique]

Electrode défibrillateur enfant HS1 Philips

Réf. 270702

Compatibles avec le défibrillateur HS1 Heartstart Philips.

Convient aux enfants pesant moins de 25 kg ou âgées - de 8 ans.

Manipulation très facile : pré-connectable adhésives et jetable.

- Paire d'électrode défibrillateur pour une utilisation pédiatrique du [défibrillateur Philips Heartstart HS1](#).
- Electrodes défibrillateur heartstart hs1 pré-connectable adhésives et jetable pour enfant.
- Adapté aux enfants victimes d'un arrêt cardiaque âgées de moins de 8 ans ou pesant moins de 25 kg.
- Manipulation très facile grâce à l'enclenchement rapide et le câble intégré :
- Placez les électrodes défibrillateur philips hs1 sur la peau nue du patient qui se chargeront d'envoyer directement les informations nécessaires au DAE. Le défibrillateur adaptera les instructions sonores en fonction du rythme d'intervention du secouriste.
- Les électrodes défibrillateur sont actives et détectent à partir du moment où elles sont sorties de la cartouche, lorsque la feuille de protection est retirée et qu'elles sont positionnées sur le patient.
- Les électrodes suivent l'avancement de la procédure de réanimation, tant que le secouriste n'est pas prêt le système ne passe pas à l'étape suivante.
- Tous les messages sont répétés et reformulés si besoin. Le système propose des instructions supplémentaires pour faciliter la compréhension.
- Le sauveteur peut donc effectuer la procédure à son rythme, sans se précipiter ni perdre du temps.
- Une fois les électrodes DAE connectées, le défibrillateur adapte les instructions de RCP et limite le niveau d'énergie à 50 J au lieu de 150 J.
- Les électrodes pédiatriques pour HS1 sont facilement identifiables avec l'indication de poids du patient et l'icône en forme d'ourson.
- Découvrez notre [large gamme d'électrodes défibrillateur](#).

Informations complémentaires

Durée de vie avec emballage intact : 2 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	Philips
Classification	Dispositif medical de classe 2b
Partie du corps	
Accessoires et Consommables	Réf. 270703 - Batterie Philips HS1 et FRx Réf. 270701 - Electrode défibrillateur adulte HS1 Philips Réf. 270707 - Mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1