



[Fiche technique]

Gants latex peu poudrés non stériles

Réf. 743401 - 743402 - 743403 - 743404

Votre taille n'est plus disponible ? Retrouvez notre nouveau modèle de [gant latex en stock](#)

Gants d'examen non stérile, légèrement poudré.

Ambidextre, ces gants sont dotés d'un bord roulé pour être enfilés et retirés facilement.

Tailles disponibles : S, M, L, XL.

Découvrez notre large gamme [de gants d'examen](#).

Conformité et normes des gants

- Marquage CE - Directive 93/42/CE
- En adéquation avec la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires
- Tests et Normes :
 - EN 455-1 : détection des trous
 - EN 455-2 : propriétés physiques
 - EN 455-3 : Evaluation biologique
 - ASTM - D 5712 : taux de protéine (Méthode de Lowry)
 - Niveau de qualité : AQL1.5

Astuce conso SMSPP: connaître sa taille de gants

Pour connaître sa taille de gants, il existe 2 méthodes: celle qui consiste à mesurer la largeur de sa paume de main et celle qui consiste à mesurer à la fois son majeur et sa largeur de main.

Revenons sur la première méthode. La largeur de la paume de main. Avec un mètre, relever la largeur de la paume de votre main. Pour un gaucher, la main gauche. Pour un droitier, la main droite.

En fonction des résultats obtenus et des différents fabricants, voici une table de correspondance indicative:

- S ou Taille 6/7 : 8,4 cm (+/- 3mm)
- M ou Taille 7/8 : 9,4 cm (+/- 3 mm)
- L ou Taille 8/9 : 10,5 cm (+/- 3mm)
- XL ou Taille 9/10 : 11,3 cm (+/- 3mm)

Autre méthode possible: additionner la longueur en cm de votre majeur plus celle de votre largeur de main. Une fois le total obtenu, diviser par 2. Le chiffre indicatif vous donne votre taille optimale.

Dans mon cas, longueur du majeur (8cm) + largeur main (9cm) = 17 / 2 = 8,5

Ma taille de gants se situe entre 8 et 9

Dernière possibilité: imprimer la feuille A4, présente dans le lien ci-dessous, et suivez les instructions en positionnant votre main comme énoncé.

[Connaître sa taille de gants](#)

Informations complémentaires

Pour tout examen médical, soin, contact aux produits contaminés, hôtellerie et industrie.

Elastiques et résistants.

Ne convient pas pour des aliments acides (pH < 4,5).

Caractéristiques techniques

Couleur	Blanc
Modèle	Peu poudré
Utilisation	Usage unique
Stérile	Non Stérile
Matière	Latex naturel, poudrage en amidon de maïs
Unité de vente	Boite de 100
Normes et Certification	DM de classe I. Conforme à la réglementation pour le contact avec les denrées alimentaires selon la directive 85/572/CEE. Conforme aux normes EN455-1, EN455-2, EN455-3 et ASTM D-3578.

Références

Réf. 743401 Gants médicaux latex peu poudrés - Taille S - boite de 100