



[Fiche technique]

Gants latex poudrés - Boite de 100

Réf. 743604 - 743605 - 743606 - 743607

Standard incontournable.

A usage unique.

Poudré, non stérile.

Découvrez notre [gamme complète de gants d'examen](#).

Astuce conso SMSP: connaître sa taille de gants

Pour connaître sa taille de gants, il existe 2 méthodes: celle qui consiste à mesurer la largeur de sa paume de main et celle qui consiste à mesurer à la fois son majeur et sa largeur de main.

Revenons sur la première méthode. La largeur de la paume de main. Avec un mètre, relever la largeur de la paume de votre main. Pour un gaucher, la main gauche. Pour un droitier, la main droite.

En fonction des résultats obtenus et des différents fabricants, voici une table de correspondance indicative:

S ou Taille 6/7 : 8,4 cm (+/- 3mm)

M ou Taille 7/8 : 9,4 cm (+/- 3 mm)

L ou Taille 8/9 : 10,5 cm (+/- 3mm)

XL ou Taille 9/10 : 11,3 cm (+/- 3mm)

Autre méthode possible: additionner la longueur en cm de votre majeur plus celle de votre largeur de main. Uen fois le total obtenu, diviser par 2. Le chiffre indicatif vous donne votre taille optimale.

Dans mon cas, longueur du majeur (8cm) + largeur main (9cm) = $17 / 2 = 8,5$

Ma taille de gants se situe entre 8 et 9

Dernière possibilité: imprimer la feuille A4, présente dans le lien ci-dessous, et suivez les instructions en positionnant votre main comme énoncé.

[Connaître sa taille de gants](#)

Informations complémentaires

Pour tout examen médical, soin, contact aux produits contaminés, hôtellerie et industrie.
Elastiques et résistants.

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--|
| Marque | Euromedis |
| Dimensions | Longueur manchette 240 mm |
| Caractéristiques produit | Bord roulé résistant à la déchirure. Élastiques et résistants. Ambidextre. Durée de vie 5 ans. Épaisseur en mm : doigt 0.10 paume 0.10 manchette 0.10 mm |
| Couleur | crème |
| Utilisation | Usage unique |
| Stérile | Non Stérile |
| Conforme 10g | Non |
| Matière | Latex, poudrage à l'amidon de maïs |
| Unité de vente | Boite de 100 gants |
| Normes et Certification | EN 455-1/2/3 EN 420 EN 374-1/2 EN 1186 |
| Entretien | Température de stockage entre 10 et 25°C |
| Classification | Dispositif médical de Classe 1 |
| Partie du corps | |

Références

| | |
|--------------------|--|
| Réf. 743604 | Gant latex poudré - Taille 6/7 - boite de 100 |
| Réf. 743605 | Gant latex poudré - Taille 7/8 - boite de 100 |
| Réf. 743606 | Gant latex poudré - Taille 8/9 - boite de 100 |
| Réf. 743607 | Gant latex poudré - Taille 9/10 - boite de 100 |

Photos



Gants latex poudrés - Boite de 100

Gants latex poudrés Boite de 100