



[Fiche technique]

Garrot pédiatrique tourniquet Sof Tactical - Taille Enfant

Réf. 303335

AVIS



Garrot pédiatrique, destiné aux enfants. Largeur de la bande 3,80 cm

- Garrot pédiatrique tactique d'une grande efficacité pour intervenir en cas d'hémorragie externe sur un enfant.
- Système de blocage qui permet d'éviter que le garrot tourniquet ne se desserre de manière intempestive, même si la victime effectue des mouvements. Ainsi, la tension est maintenue tout long de la pose.
- Format compact pratique à emporter.
- Convient pour une utilisation pédiatrique : pose sur un membre de 4 cm. de diamètre minimum.
- Ce dispositif est conçu avec des matériaux de grande qualité offrant une efficacité à toute épreuve même dans des conditions météorologiques très difficiles et de saleté.

Informations complémentaires

Une étiquette sur la bande permet de noter l'heure de pose.

Système de blocage double pour une garantie du maintien continu du garrot, même lors de mouvement de la victime.

Composition du garrot en matériaux très résistants : poignée en aluminium d'avionnerie, anneau de fixation en acétyle.

La vis de sécurité en acier pour une résistance accrue.

Vis de sécurité et boucle revêtues d'un lubrifiant antirouille.

Peut être apposé sur un bandage ou un pansement nécessitant une pression minimum pour arrêter une hémorragie.

Ce garrot n'est pas conçu pour stopper le flux sanguin.

Quand il est replié, le garrot tourniquet est très compact pour être emporté facilement lors d'interventions.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Largeur de la bande 3,80 cm
Caractéristiques produit	Vis de sécurité et boucle revêtues d'un lubrifiant antirouille. Replié, garrot tourniquet très compact pour être emporté facilement lors d'interventions.
Couleur	Orange
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Classification	Dispositif médical de classe 1
Partie du corps	

Photos



Garrot pédiatrique pour enfant avis 5 étoiles



garrot tourniquet composition



combien de temps peut on laisser un garrot



comment faire un garrot