



[Fiche technique]

Kit de réparation PVC pour attelles et matelas coquille DMT

Réf. 100888

Kit de réparation rustine PVC pour attelles et matelas MID

Très pratique : tout le nécessaire pour réparer rapidement vos matelas immobilisateur à dépression mais aussi différents modèles d'attelle à dépression en PVC

Compatible avec la gamme immobilisation à dépression en PVC DMT.

La quantité de colle nécessaire dépend de la taille et de la nature de la réparation à effectuer sur l'attelle ou le matelas coquille en PVC. En général :

- Pour une petite réparation (ex. : fissure ou trou de quelques millimètres), quelques gouttes de colle suffisent.
- Pour une réparation moyenne (ex. : déchirure de 1 à 3 cm), il faut environ 1 à 2 ml de colle.
- Pour une grande réparation (ex. : trou de plusieurs centimètres nécessitant un patch), il faut entre 3 et 5 ml, selon la surface à coller.

Avec un tube de 40 ml, il est donc possible de réaliser plusieurs réparations en fonction de leur étendue.

Avec des rustines en PVC et de la colle spéciale.

Certaines réparations complexes nécessitent un retour dans notre atelier comme des réparations à chaud ou par soudure HF. Veuillez nous contacter.

Découvrez notre large gamme [d'attelles à dépression](#).

Informations complémentaires

Températures de stockage et d'utilisation : -10°C à +50°C.

Caractéristiques techniques

Marque	Dumont Sécurité
Dimensions	Rustine (Lxl) : 21 x 14 cm
Caractéristiques produit	Températures de stockage et d'utilisation : -10°C à +50°C.
Couleur	Bleu Nuit, Bordeaux
Conforme 10g	Non
Matière	Face intérieure Polyéthersulfone, 480 g/m² 0.8 mm – Face extérieure Polyéthersulfone, 680 g/m² 0.8 mm
Unité de vente	A l'unité
Poids	78 g
Livré avec	1 rustine face intérieure 1 rustine face extérieure 1 tube de colle spéciale
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	9404219000
Référence fabricant (MPN)	SP4004
Etanche	Non