



[Fiche technique]

Kit de réparation PVC pour attelles et matelas coquille DMT

Réf. 100888

Kit de réparation rustine PVC pour attelles et matelas MID

Très pratique : tout le nécessaire pour réparer rapidement vosmatelas immobilisateur à dépression mais aussi différents modèles d'attelle à dépression en PVC

Compatible avec la gamme immobilisation à dépression en PVC DMT.

La quantité de colle nécessaire dépend de la taille et de la nature de la réparation à effectuer sur l'attelle ou le matelas coquille en PVC. En général :

- Pour une petite réparation (ex. : fissure ou trou de quelques millimètres), quelques gouttes de colle suffisent.
- Pour une réparation moyenne (ex. : déchirure de 1 à 3 cm), il faut environ1 à 2 ml de colle.
- Pour une grande réparation (ex. : trou de plusieurs centimètres nécessitant un patch), il faut entre <strong<3 et 5 ml, selon la surface à coller.

Avec un tube de 40 ml, il est donc possible de réaliserplusieurs réparations en fonction de leur étendue.

Avec des rustines en PVC et de la colle spéciale.

Certaines réparations complexes nécessitent un retour dans notre atelier comme des réparations à chaud ou par soudure HF. Veuillez nous contacter.

Découvrez notre large gamme <u>d'attelles à dépression</u>.

Informations complémentaires

Températures de stockage et d'utilisation : -10°C à +50°C.



Caractéristiques techniques

Marque **Dumont Sécurité**

Dimensions Rustine (LxI): 21 x 14 cm

Caractéristiques produit Températures de stockage et d'utilisation : -10°C à +50°C.

Bleu Nuit, Bordeaux Couleur

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

Matière Face intérieure Polyéthersulfone, 480 g/m² 0.8 mm - Face extérieure Polyéthersulfone, 680 g/m² 0.8 mm

Unité de vente A l'unité

Poids 78 g

Livré avec 1 rustine face intérieure

> 1 rustine face extérieure 1 tube de colle spéciale

Garantie 36

Classification Non concerne

Partie du corps

Code SH 9404219000

Référence fabricant (MPN) SP4004

Etanche Non

Poids du produit 0.08