



[Fiche technique]

Kit réassort trousse PPMS 100 pers – Renouvellement complet

Réf. 262496

Kit de réassort pour trousse PPMS 100 personnes Renouvelez votre matériel de secours et hygiène. Ce kit complet permet de remettre à neuf votre trousse PPMS pour 100 personnes. Il comprend tous les consommables essentiels pour maintenir votre plan PPMS opérationnel et conforme.

Le kit de réassort pour trousse PPMS 100 personnes est indispensable pour maintenir la conformité et l'efficacité de votre dispositif de sécurité. Ce lot complet permet de renouveler tous les consommables de votre trousse initiale sans remplacer la valise. Idéal pour écoles, collèges, lycées et tout établissement recevant du public (ERP) soumis au Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS).

Pourquoi opter pour un kit de réassort PPMS ?

Les consommables de premiers secours et d'hygiène doivent être contrôlés et remplacés régulièrement pour garantir leur efficacité en cas de situation d'urgence : alerte attentat, confinement, catastrophe naturelle ou risque chimique. Un kit de réassort PPMS évite les ruptures de stock et assure la sécurité des élèves et du personnel.

Composition détaillée du kit de réassort PPMS

Contenu du réassort trousse PPMS 100 personnes

- Spray de chlorhexidine 100 ml, compresses stériles, bandes extensibles
- Pansements adhésifs, pansements compressifs stériles
- Solutions hydroalcooliques, gel Aniosgel, gants nitrile XL
- Ciseaux Jesco, pince à écharde, masque bouche à bouche
- Couvertures de survie, écharpes triangulaires, pochettes de froid
- Sérum physiologique, ruban pare-vapeur, sparadrap
- Accessoires : brassards, talkie-walkie, radio FM, lampes torches, piles
- Produits d'hygiène : mouchoirs, serviettes périodiques, savon végétal
- Articles divers : dés à jouer, gobelets, sucre, guide élaboration PPMS

Un kit PPMS pratique, économique et prêt à l'emploi

Simple à mettre en place, ce réassort PPMS prolonge la durée de vie de votre équipement sans racheter de nouvelle valise. Solution économique et pratique pour répondre aux obligations légales en matière de sécurité et de confinement.

Commandez votre trousse PPMS pour 100 personnes

Renforcez votre dispositif PPMS grâce à cette trousse de secours complète ! Stock disponible et livraison rapide partout en France.

Les lieux de confinement doivent tous être équipés d'une mallette [PPMS](#).

- Mallette PPMS conforme aux instructions du bulletin officiel de l'éducation nationale.
 - Cette valise PPMS pour 50 personnes s'adapte aux instructions officielles de l'éducation nationale.
 - Conforme à la [circulaire n°2015-205 du 25 novembre 2015](#) du ministère de l'éducation nationale renforçant les mesures de sécurité dans les établissements scolaires suite aux événements du 13 novembre 2015.

En plus de respecter rigoureusement la conformité, notre mallette PPMS éducation nationale contient une paire de talkie-walkies de portée adaptée aux établissements scolaires.

Les bons gestes en cas d'attaque terror

Avant l'arrivée des forces de l'ordre, ces comportements peuvent vous

1. S'échapper

Si c'est impossible

2. Se cacher

Localisez le danger pour vous en éloigner



Ne vous exposez pas



A de



Aidez les autres à s'échapper

Eteignez la lumière et coupez le son de vos appareils

Prévenez les autres du danger

Enfermez-vous ET barricadez-vous

3 . Alerter

Dès que vous êtes en sécurité appelez le 17 ou le 112

Ne courez pas vers les forces de l'ordre et ne faites aucun mouvement brusque

Gardez les portes fermées et ouvertes

Où acheter malette ppms?

- Sur SMSp, bien évidemment.

Pour acheter une malette ppms sur SMSp.fr, voici comment procéder :

1. Visitez le site SMSp.fr : Allez sur [SMSp.fr](https://www.smsp.fr) pour accéder à notre boutique en ligne.
2. Recherche du produit : Utilisez la barre de recherche du site et tapez "malette ppms" pour trouver le produit spécifique. N'oubliez pas d'accepter les cookies pour que la barre de recherche fonctionne.
3. Sélectionnez le produit : Une fois la malette ppms trouvée, cliquez sur le produit pour voir les détails, les spécifications, et le prix.
4. Ajoutez au panier : Si le produit correspond à ce que vous cherchez, ajoutez-le à votre panier.
5. Finalisez l'achat : Suivez les instructions pour finaliser l'achat, y compris l'ajout de vos informations de livraison et de paiement. (mandat administratif pour tous les établissements publics - dépôt électronique de la facture sur Chorus)

TEXTES GENERAUX

- [Code de la sécurité intérieure - articles L. 741-2 et suivants ; articles R741-1 et suivants](#)
- [Code de la sécurité intérieure - arrêté du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques techniques du signal national d'alerte](#)
- Articles R.125-9 et suivants du code de l'environnement

- [Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la Fonction publique](#)



| RÉF | INTITULÉ | CAPACITÉ | FORMAT / MATIÈRE | USAGE PRINCIPAL |
|--------|--|---------------|--|--|
| 262463 | TROUSSE DE SECOURS PPMS SOUPLE | TROUSSE | TROUSSE SOUPLE ORANGE AVEC FENÊTRE CRISTAL | POUR INTERVENTIONS RAPIDES EN CAS D'ACCIDENT LÉGER EN MILIEU SCOLAIRE OU ERP – FORMAT MOBILE ET COMPACT |
| 262482 | KIT DE RÉASSORT POUR TROUSSE PPMS SOUPLE | TROUSSE | RECHARGE CONSOMMABLES | PERMET DE REMETTRE À NIVEAU UNE TROUSSE SOUPLE SANS RACHETER LE CONTENANT |
| 262490 | TROUSSE DE SECOURS PPMS 50 PERSONNES | 50 PERSONNES | VALISE POLYPROPYLÈNE ROUGE MARQUAGE SECOURBOX | ÉQUIPE UNE PETITE ÉCOLE, UN PETIT ÉTABLISSEMENT OU UNE CLASSE – POUR PREMIERS SECOURS + BESOINS PPMS (RADIO, TALKIE, LAMPES) |
| 262495 | KIT DE RÉASSORT PPMS 50 PERSONNES | 50 PERSONNES | KIT DE RECHANGE | PERMET DE REMETTRE À JOUR LA TROUSSE 50 PERS. APRÈS USAGE OU VÉRIFICATION ANNUELLE |
| 262492 | TROUSSE DE SECOURS PPMS 150 PERSONNES | 150 PERSONNES | COFFRET POLYPROPYLÈNE BEIGE MARQUAGE SECOURBOX | POUR GRANDE ÉCOLE OU ERP GRANDE CAPACITÉ (COLLÈGE, LYCÉE) – INTÈGRE MATÉRIEL D'URGENCE + LOGISTIQUE (GOBELETS, RADIO, TALKIE) |
| 262497 | KIT DE RÉASSORT PPMS 150 PERSONNES | 150 PERSONNES | KIT DE RECHANGE | PERMET DE REMETTRE À NIVEAU LA TROUSSE 150 PERS. SANS RACHETER LE COFFRET COMPLET |
| 262491 | TROUSSE DE SECOURS PPMS 100 PERSONNES | 100 PERSONNES | VALISE POLYPROPYLÈNE INTERMÉDIAIRE | POUR UN ÉTABLISSEMENT DE TAILLE MOYENNE (ÉCOLE PRIMAIRE COMPLÈTE, PETITE STRUCTURE) – SOLUTION ÉQUILBRÉE ENTRE COMPACTITÉ ET AUTONOMIE |
| 262496 | KIT DE RÉASSORT PPMS 100 PERSONNES | 100 PERSONNES | KIT DE RECHANGE | RECHARGES POUR UNE TROUSSE INTERMÉDIAIRE (NON DÉTAILLÉE PLUS HAUT) |

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| Marque | Secourbox |
| Caractéristiques produit | Assemblée en France dans nos ateliers. Étiquette avec numéro de lot et date de péremption. |
| Couleur | Transparent |
| Conforme 10g | Non |
| Matière | Sachet en PE |
| Unité de vente | Unité |
| Classification | Assemblage de dispositifs médicaux |
| Partie du corps | |
| Code SH | 3006500000 |
| Référence fabricant (MPN) | 262496 |
| Étanche | Non |
| Accessoires et Consommables | Réf. 253313 - Valise encliquetable 401 - Petit modèle Réf. 253316 - Valise encliquetable 407 - Grand modèle Réf. 262482 - Kit de réassort pour trousse de secours – Version PPMS |

Photos



Recharge trousse de secours PPMS 100 personnes école et erp



Réassort matériel plan mise en sûreté 100 personnes



Kit de réassort PPMS 100 personnes