



[Fiche technique]

Mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1

Réf. 270707

Mallette de transport et de protection extra slim pour défibrillateur Philips Heartstart HS1.

Mallette de transport et de protection extra slim pour [défibrillateur Philips Heartstart HS1](#).

Mallette défibrillateur Philips très fine : gain de place.

La mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1 est spécialement conçue pour transporter et protéger le défibrillateur Philips Heartstart HS1.

1. Extra slim : Cette mallette se distingue par sa conception extra fine, offrant un gain de place significatif. Cette caractéristique est particulièrement utile dans les environnements où l'espace est limité, comme dans les véhicules d'urgence, les cabinets médicaux ou les salles de sport.
2. Transport et protection : La mallette assure à la fois le transport et la protection du défibrillateur. Elle est fabriquée dans un matériau résistant qui protège l'appareil des chocs, des rayures et de la poussière pendant le transport.
3. Compatibilité : La mallette est spécifiquement conçue pour le défibrillateur Philips Heartstart HS1, assurant un ajustement parfait et une sécurité optimale pour l'appareil.
4. Praticité : Sa conception slim la rend facile à transporter et à manipuler, que ce soit par des professionnels de la santé, des secouristes ou des utilisateurs non médicaux formés à l'utilisation du défibrillateur.
5. Protection supplémentaire : En plus de sa finesse, la mallette peut comporter des renforts internes ou des compartiments rembourrés pour offrir une protection supplémentaire aux accessoires du défibrillateur, tels que les électrodes et les batteries.
6. Facilité d'accès : Malgré sa taille réduite, la mallette est conçue de manière à permettre un accès facile et rapide au défibrillateur en cas d'urgence. Les fermetures éclair ou les systèmes de verrouillage sont souvent utilisés pour assurer une ouverture rapide et sécurisée de la mallette.

En résumé, la mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1 est un accessoire essentiel pour assurer la mobilité et la protection du défibrillateur Philips Heartstart HS1 dans divers environnements médicaux et non médicaux. Sa conception extra slim offre un gain de place précieux tout en assurant une protection adéquate de l'appareil lors de son transport.

Caractéristiques techniques

Marque	Philips
Dimensions	(Lxlp) 25x20x8 cm
Couleur	Noir, Rouge
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Normes et Certification	Dispositif médical de classe 2b
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Étanche	Non

Photos



Mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1



Mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1



Mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1



Mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1



Mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1



Mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1



Mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1

LIVRÉ AVEC



Mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1



L: 25cm
l: 20cm
p: 8 cm

Mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1



COMPATIBLE
HS1



Mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1



TRANSPORT DAE

Mallette de transport Slim pour défibrillateur HS1