



[Fiche technique]

Nécessaire de maquillage pour formation aux secours Maqpro KM3

Réf. 333363

20 pièces

Simulation de blessures (plaies, hémorragies, traumatismes)

- 3 x PLASTO-NAT (29 g) – pâte à modeler pour fausses plaies
Teintes : Chair clair, Métisse, Black
- 1 x Sang artificiel épais (250 ml) – pour simuler les saignements abondants
- 1 x Sang artificiel liquide (250 ml) – pour effets de saignement diffus
- 1 x Sang gélifié (30 g) – texture coagulée pour plaies ouvertes
- 1 x Fard crème Rouge-Sang (7 ml) – pour accentuer les zones hémorragiques
- 1 x Fard crème Bleu (7 ml) – pour créer des bleus / contusions
- 1 x Fard crème Jaune (7 ml) – pour vieillir les ecchymoses ou simuler une infection

Effets physiologiques (réalisme des victimes)

- 1 x Fard crème Pâleur (15 ml) – teint livide ou choc
- 1 x Liquide Transpiration (60 ml) – sueurs froides / stress
- 1 x Protection latex (15 ml) – protection cutanée ou effet de peau lésée

Produits d'application et de fixation

- 1 x Latex liquide (60 ml) – pour coller les prothèses, simuler des brûlures ou cloques
- 1 x Sealor (15 ml) – fixateur de maquillage et d'effets

Accessoires d'application et de modelage

- 1 x Éponge mousse ronde – pour l'application des fards
- 1 x Éponge pour hématomes – texture irrégulière pour effets de bleus
- 1 x Pinceau standard poney – application précise des crèmes ou du sang

- 2 x Bâtonnets buis – pour sculpter le Plasto-Nat ou étaler
- 1 x Abaisse-langue – pour la mise en forme ou l'application des pâtes

Caractéristiques techniques

Marque	Maqpro
Couleur	Noir
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	-
Entretien	<p>Le sang artificiel ne tâche pas et se nettoie à l'eau froide tant sur la peau que sur les vêtements.</p> <p>Pour le plasto nat, enlevez le plus gros avec un mouchoir en papier, puis le résidu avec un coton imbibé de dissolvant.</p> <p>Les fards se démaquillent avec du lait démaquillant et un coton. Pour une peau sans aucuns résidus, finir le démaquillage avec le cleaner.</p>
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Etanche	Non
Poids du produit	1.635

Photos