



[Fiche technique]

Harnais pédiatrique - Pedi-Mate Ferno 678 Béf. 508016

EN1789

Convient aux enfants de 4,5 à 18 kg.

Harnais de maintien pédiatrique 5 points - Ferno

Le harnais de maintien pédiatrique Ferno est conçu pour sécuriser efficacement un enfant lors de son transport sur un brancard. Équipé de trois sangles de fixation, il permet une fixation stable et fiable à la structure de transport.

Son système d'ajustement à 5 points s'adapte à toutes les morphologies d'enfants et assure un maintien optimal. Ce dispositif est particulièrement adapté aux enfants pesant entre 4,5 et 18 kg.

Compact et facile à ranger, il offre un gain de place appréciable une fois enroulé.

Points forts

- Fixation sécurisée à 3 sangles sur le brancard
- · Ajustement 5 points pour un maintien anatomique
- Stockage compact une fois replié
- · Matériaux robustes, durables et faciles à nettoyer
- · Convient aux transports médicaux pédiatriques

Domaines d'utilisation du Ferno Pedi Mate 678

Ce harnais est recommandé pour lesservices de secours, ambulances, structures hospitalières, et toute situation nécessitant le transport sécurisé d'un enfant sur un brancard.



Caractéristiques techniques

Marque Ferno

Dimensions (LxI) 80 x 48 cm

Couleur Noir, Blanc, Rouge

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

Matière A base de vinyle non toxique

Unité de vente A l'unité

Poids 1,1 kg

Tailles disponibles Taille Pédiatrique

Charge maximale admissible Convient aux enfants de 4,5 à 18 kg.

Garantie 3

Normes et Certification

Dispositif médical de classe 1

Classification

Dispositif medical de classe 1

Partie du corps

Code SH 3926909790

Poids du produit 1.1

Photos



Harnais pédiatrique ferno pour ambulance en1789



Harnais pédiatrique ferno