



[Fiche technique]

Pince capture chat errant sauvage longueur 110cm

Réf. 888004

Ouverture de la mâchoire : 10 cm, espace au centre mâchoire fermée : 5 cm
Longueur du manche: 110cm

Pince chat facile à manier : avec tête tournante.

Notre pince de haute qualité est spécialement conçue pour vous permettre de gérer les chats errants en toute sécurité et avec humanité. Adaptée aux professionnels de la gestion des animaux errants, aux défenseurs de la faune et aux associations de sauvetage, cette pince vous offre une solution fiable pour capturer les chats errants sans les blesser.

Description de la Pince de Capture

Notre pince de capture pour chat errant sauvage est fabriquée avec des matériaux résistants et durables, conçus pour une utilisation en extérieur. Sa conception ergonomique assure une prise en main confortable et précise, permettant une manipulation en douceur des chats errants sans les stresser davantage.

Avantages de la Pince de Capture

- Gestion Humaine des Chats Errants: La pince vous permet de capturer les chats errants avec humanité, réduisant ainsi le stress pour les animaux et contribuant à leur bien-être.
- Matériaux Robustes: Fabriquée avec des matériaux de qualité et dotés de mâchoires en aluminium avec garniture plastique, la pince offre une fiabilité à toute épreuve pour des interventions réussies.
- Solide : tête tournante avec renfort en plaquette aluminium.
- Conception Ergonomique: La poignée antidérapante et la mâchoire précise de la pince assurent une manipulation délicate et sécurisée des chats errants.
- Polyvalence d'Utilisation: Idéale pour capturer en toute sécurité les chats errants sauvages, facilitant ainsi leur transfert vers des refuges ou des centres de soins.

Comment Utiliser la Pince de Capture ?

- Approchez-vous du chat errant avec précaution pour ne pas le brusquer.
- Utilisez la pince pour saisir délicatement le chat par le cou ou le corps, en maintenant une distance de sécurité.
- Tenez fermement la pince et soulevez doucement le chat sans le serrer excessivement.
- Transportez le chat capturé vers un lieu approprié, tel qu'un refuge ou un centre de soins, en assurant son confort et sa sécurité.

Pourquoi Choisir Notre Pince de Capture pour Chat Errant Sauvage ?


Notre pince de capture est le choix idéal pour tous ceux qui cherchent à gérer les chats errants sauvages de manière responsable et sécurisée. Grâce à sa conception robuste, sa prise en main ergonomique et son approche humanitaire, elle devient l'outil incontournable pour les interventions avec les chats errants.

Ne cherchez plus, commandez dès maintenant notre pince de capture pour chat errant sauvage et découvrez comment cet équipement de haute qualité vous permettra de gérer les chats errants avec confiance. Répondez aux besoins de gestion responsable des chats errants en offrant une solution sûre et respectueuse pour ces animaux vulnérables.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Ouverture de la mâchoire 10 cm. Espace au centre mâchoire fermée 5 cm. Longueur 1,10 m
Caractéristiques produit	Dimensions : ouverture de la mâchoire 10 cm. Espace au centre mâchoire fermée 5 cm. Longueur 1,10 m
Couleur	Noir, Jaune, Gris
Conforme 10g	Non
Matière	pince en aluminium et plastique
Unité de vente	A l'unité
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	8203200000
Etanche	Non

Photos



Pince capture chat errant
sauvage longueur 110cm

Pince capture chat errant
sauvage longueur 110cm



Pince capture chat errant
sauvage longueur 110cm