



[Fiche technique]

Pince garrot pour compression de fistule - 110 mm

Réf. 304230 - 304231

Facilite la réalisation des pansements sur des patients soumis à une injection, hémodialyse ou prise de sang, afin de maintenir comprimé le point concerné et éviter les pertes de sang et les épanchements sous-cutanés.

- Pince garrot permettant d'aider à maintenir un pansement sur une plaie suite à une injection, une prise de sang ou une hémodialyse.
- Efficace pour maintenir une compression fistule.

Selon le rapport établi par le CHU de Québec ayant pour nom: "Méthodes de compression mécanique des fistules artérioveineuses à la suite d'un traitement d'hémodialyse",

"L'utilisation de pinces de compression pour fistules artérioveineuses doit être exclusivement réservée :

- Aux fistules artérioveineuses natives matures ou synthétiques bien établies, et ce, selon le l'évaluation du néphrologue, de l'infirmière praticienne spécialisée ou de l'infirmière clinicienne en vasculaire;
- Aux fistules artérioveineuses ne présentant aucun signe visible de complications (p. ex. : infiltration, œdème ou infection);
- Aux fistules artérioveineuses dont le débit sanguin est adéquat (i.e. entre 500 et 600 mL / min.)
- Pour les fistules artérioveineuses ayant subi une révision chirurgicale, l'utilisation des pinces pourrait être possible hors du site de révision chirurgicale selon les recommandations du chirurgien vasculaire et l'évaluation préalable du néphrologue, de l'infirmière praticienne spécialisée ou de l'infirmière clinicienne vasculaire.

Source de cette information disponible: <https://www.chudequebec.ca/chudequebec.ca/files/cf/cf9d0293-0277-4b72-9882-3f30a060ea3a.pdf>

Informations complémentaires

Ouverture maximale de la pince: 11cm.

Stérilisable par: oxyde d'éthylène; rayon gamma (jusqu'à 25kGy); vapeur (cycle de 20 minutes à 125°C).

A conserver dans un endroit propre et sec entre 0° C et 40° C (32° F / 104° F).

Durée de vie: 7 ans.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|--|
| Dimensions | (l x h) 20,8 x 11 cm |
| Utilisation | Usage unique |
| Stérile | Non Stérile |
| Matière | En nylon renforcé à 30% de fibre de verre, ressort en acier inoxydable Aisi 320 selon DN 17224-1 Sans latex |
| Unité de vente | A l'unité |
| Classification | Dispositif médical de Classe 1 |

Références

- Réf. 304230** Pince garrot pour fistule 11 cm - Verte
- Réf. 304231** Pince garrot pour fistule 11 cm - Bleue

Photos



pince garrot pour fistule verte



pince garrot pour fistule bleue



Pince garrot permettant d'aider à maintenir un pansement sur une plaie suite à une injection, une prise de sang ou une hémodialyse. Limite les saignements et les épanchements sous-cutanés.