



[Fiche technique]

## Sac isotherme pour membre sectionné

Réf. 304130 - 304132 - 304145

### Existe en 3 tailles: 20x25 cm, 25x32 cm, 42x58 cm

Le membre coupé est conservé dans le compartiment central, et maintenu au froid grâce au produit réfrigérant (poche de froid par exemple) que l'on peut glisser dans les compartiments latéraux.

Chaque compartiment se referme par une bande adhésive double face.

3 tailles : 20x25 cm, 25x32 cm, 42x58 cm

Exemple dans le sac en 20x25cm, un doigt ; en 25 x 32cm une main, en 42 x 58cm un pied

Que nous dit le référentiel PSE face à une section d'un membre?

139 [05AC09 / 12-2022] [PSE①](#) Section de membre ; P141

### Définition

Il y a section de membre lorsque tout ou partie d'un membre est sectionné ou arraché. Cette section ou cet arrachement s'accompagne souvent d'une hémorragie externe au niveau de l'extrémité de la zone sectionnée (moignon) dont la survenue peut être retardée de plusieurs minutes.

### Causes

La section ou l'arrachement d'un membre est toujours d'origine traumatique.

Risques & Conséquences Les conséquences sont les mêmes que celles d'une hémorragie externe. Il est parfois possible de « réimplanter » chirurgicalement un membre amputé.

### Principe de l'action de secours

L'action de secours doit permettre :

- d'arrêter le saignement et de lutter contre la détresse circulatoire ;
- de retrouver et préserver le membre sectionné.

## Informations complémentaires

1 zone Intérieure en PE blanc 100 $\mu$  destinée à recevoir le membre coupé avec fermeture par bande adhésive double face 16 mm.

1 zone extérieure destinée à recevoir un réfrigérant avec fermeture par bande adhésive double face 16 mm. Le maintien au froid est suffisant pour amener le membre et le patient à l'hôpital le plus proche dans le but qu'il soit greffé ou recousu dans les 2 heures.

Supporte une plage de température de -30 à 70°C.

## Caractéristiques techniques

<b>Matière</b>	Poche extérieure mousse PE 2 mm métallisée 1 face avec complexe PE/PET métal de 37 $\mu$ / Poche intérieure en PEHD de 100 $\mu$
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 304800 - Pochette de froid 14 x 18 cm Réf. 304816 - Pochette de froid 14 x 24 cm

## Références

<b>Réf. 304130</b>	Sac isotherme 20x25 cm pour membre sectionné
<b>Réf. 304132</b>	Sac isotherme 25x32 cm pour membre sectionné
<b>Réf. 304145</b>	Sac isotherme 42x58 cm pour membre sectionné