



[Fiche technique]

Fausse plaie au mollet pour formation SST et PSC1

Réf. 333022

- Maquillage blessure ultra souple fabriquée dans un matériau permettant de réaliser des bordures fines et transparentes : vos formations de secourisme seront particulièrement réalistes.
- Maquillage SST et PSC1 très facile à mettre en place, pas de temps perdu à l'application : seulement 1 minute pour positionner la simulation de blessure.
- Tenue longue durée : de 6 à 8 heures.
- Réutilisable et résiste à l'eau.

Informations complémentaires

Composition : eau, glycérine, gélatine, sorbitol, sucrose, pectine, acide citrique, acide sorbique, huile végétale hydrogéné, nitrate de magnésium, mélange de Méthylchloroisothiazolinone et de Methylisothiazolinone avec du chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium.

Caractéristiques techniques

Marque Maqpro

Caractéristiques produit Composition : eau, glycérine, gélatine, sorbitol, sucrose, pectine, acide citrique, acide sorbique, huile végétale

hydrogéné, nitrate de magnésium, mélange de Méthylchloroisothiazolinone et de Methylisothiazolinone avec du

chlorure de magnésium et du nitrate de magnésium.

Utilisation Réutilisable

Stérile Non sterile

Conforme 10g Non

Unité de vente A l'unité

Garantie

Normes et Certification 76/768/CEE.

Classification Non concerne

Partie du corps

Référence fabricant (MPN) PR04

Photos



Fausse plaie au mollet réutilisable pour formation SST et PSC1



Fausse plaie au mollet pour formation SST et PSC1



entretien prothèse fausse plaie pour formation secourisme